





Здравствуйте!





Проведение микробиологического анализа на современном этапе. Качество, эффективность, скорость, экономия






Этапы проведения микробиологического анализа:

- 1. Преаналитика (70-75%)**
- 2. Аналитика (важно качество и скорость!)**
- 3. Постаналитика**

Роль питательных сред в проведении микробиологического анализа



Роль питательных сред в проведении микробиологического анализа

- * Питательные среды являются основой микробиологической работы, и их качество нередко определяет результаты всего исследования. Среда должна создавать наилучшие условия для жизнедеятельности микробов (выращивание в искусственных условиях *in vitro*).
- * Среда бывает разными по своим характеристикам и задачам, которые ставятся перед микробиологом.
- * В клинической микробиологии используются среды для первичного выделения микроорганизмов из образцов, выведения в чистую культуру, для дифференциации и идентификации микроорганизмов, а также для подбора антимикробных препаратов.
- * На современном этапе микробиологических исследований очень важно использовать питательные среды, которые выполняют несколько функций одновременно, дают быстрый и точный результат при выделении и идентификации патогенов.



Нормативные документы:

ГОСТ Р EN 12322-2010г.

Изделия медицинские для диагностики in vitro.
Питательные среды для микробиологии. Критерии функциональных характеристик питательных сред.

МУК 4.2.2316-08

Методы контроля бактериологических питательных сред

ПРИКАЗ от 22 апреля 1985 года N 535

Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клиничко-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений



Критерии выбора питательных сред

1. Качество (ингредиенты, технология производства)
2. Многофункциональность, эффективность
3. Получение быстрых и достоверных результатов
4. Сроки годности, условия хранения. Логистика
5. Доступная стоимость

Сотрудничество

Компания **Conda** основана в 1960 году.
В настоящее время является
крупнейшим мировым
производителем сред для
микробиологии, поставляя свою
продукцию более, чем в **122** страны
мира.



В России – **более 23 лет!**



Качество продукции




*ISO качество
производства.*

Некоторые среды
изготовлены по известным
международным
специальным рецептурам и
стандартам
**(Euro Pharm, USP, FDA,
APHA, AOAC standards)**




Питательные среды для выделения и идентификации:

- Аэромонад
- Бацилл
- Бордетелл
- Бруцелл
- Вибрионов
- Гемофилов
- Грибов и дрожжей
- Кампилобактерий
- Клостридий
- Лактобактерий
- Легионелл
- Листерий
- Менингококков
- Микобактерий
- Микоплазм
- Нейссерий
- Псевдомонад
- Стафилококков
- Стрептококков
- Хеликобактерий
- Иерсиний
- Колиформ
- Сальмонелл и шигелл
- Энтерококков
- Других энтеробактерий




Жидкие среды для гемокультур



Кат. №	Название	Фасовка	Назначение
3001	Бульон триптиказеино-соевый с 0,025% SPS, CO2 и вакуумом	10 фл.×50 мл	Выделение <i>аэробных</i> микроорганизмов
3004	Бульон с сердечно-мозговым экстрактом с 0,025% SPS, CO2 и вакуумом	10 фл.×50 мл	Выделение <i>аэробных</i> микроорганизмов
3005	Бульон с сердечно-мозговым	8 фл.×20 мл	Выделение <i>аэробных</i> микроорганизмов
3105	Бульон тиогликолевый жидкий с 0,025% SPS, CO2 и вакуумом	10 фл.×50 мл	Выделение <i>аэробных, анаэробных и факультативных</i> микроорганизмов
3107	Бульон Шадлера с 0,025% SPS, CO2 и вакуумом	10 фл.×50 мл	Выделение <i>анаэробных</i> микроорганизмов



Многофункциональные среды Хромогенные среды





Многофункциональность питательных сред

Среда маннит-нитратная для определения подвижности

Среда для быстрой идентификации энтеробактерий по подвижности, утилизации маннита и восстановлению нитрата до нитрита


Микроорганизмы	Подвижность	Маннит	Нитрат
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	+	+	+
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	–	+	+
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	+	–	+
<i>Acinetobacter anitratum</i> ATCC 17924	–	–	–



Многофункциональность питательных сред

Среда маннит-нитратная для определения подвижности

Среда для быстрой идентификации энтеробактерий по подвижности,
утилизации маннита и восстановлению нитрата до нитрита





Многофункциональность питательных сред

Среда МЮ

Среда для дифференциации энтеробактерий по подвижности, декарбоксилированию орнитина и образованию индола

Микроорганизмы	Рост	Подвижность	Индол	Орнитин (декарбоксилирование)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший	+	+	+
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Хороший	+	-	+
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Хороший	-	-	-
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Хороший	+	-	+

Многофункциональность питательных сред

Агар трехсахарный с железом

Среда для дифференциации и идентификации энтеробактерий





Многофункциональность питательных сред


Агар МакКонки

Среда для выделения и дифференциации энтеробактерий


ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОНИЙ:

- ***E. coli.*** - красные или розовые; не слизистые; округлые; матовый осадок желчных солей.
- ***Salmonella spp.*** - бесцветные, прозрачные или янтарные.
- ***Klebsiella spp.*** - крупные, красные, слизистые.
- ***Shigella spp.*** - бесцветные, прозрачные или слабо розовые.
- ***Enterobacter aerogenes.*** - от розового до красного цвета.
- ***Serratia spp.*** - от красного до розового цвета, не слизистые.
- ***Arizona spp.*** и ***Citrobacter spp.*** - бесцветные, прозрачные; красные в случае ферментации лактозы.
- ***Proteus spp.*** - бесцветные, прозрачные.

Хромогенная реакция



Хромогенная (цветная) реакция





Особенности хромогенных сред

1. Первичное выделение и выведение чистой культуры микроорганизмов за один посев биоматериала
2. Возможность работать с отдельными колониями микроорганизмов
3. Селективность сред за счет ингибиторов, входящих в состав хромогенных сред
4. Высокая чувствительность сред и хорошая засеваемость биоматериала
5. Высокая специфичность взаимодействия хромогенного субстрата с ферментами микроорганизмов
6. Определение микроорганизмов до вида/рода по цвету колонии или ареолу вокруг колоний (в случае листерий)
7. Идентификация микроорганизмов биоматериала

в течение суток!



Хромогенные среды

Агар хромогенный MRSA

Выделение метициллин-устойчивых *Staphylococcus aureus* из клинических образцов

Агар хромогенный TBX

Выделение и подсчет *E. coli* из продуктов питания и воды

Агар хромогенный для выделения *Enterobacter sakazakii*

Выделение *Enterobacter sakazakii* из сухого молока и сухих молочных смесей

Агар хромогенный для кандид

Выделение, дифференциация и быстрая идентификация *Candida spp.*

Агар хромогенный для сальмонелл

Выделение сальмонелл из клинических образцов, пищевых продуктов и воды

Агар хромогенный для уропатогенных бактерий

Выделение и дифференциация микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевых путей

Основа хромогенного агара для листерий

Выделение и подсчет *Listeria monocytogenes*

Основа хромогенного агара для энтерококков

Выделение и подсчет энтерококков из воды

Среда хромогенная для *E.coli*

Выделение и идентификация *E.coli* и других колиформ из воды и продуктов питания



Агар хромогенный для уропатогенных бактерий


Среда для выделения и дифференциации микроорганизмов,
вызывающих инфекции мочевых путей

Микроорганизмы	Изменение цвета
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Розовый
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Темно-синий
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Темно-синий
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 13315	Светло-коричневый
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Бело-кремовый (естественная пигментация)
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Светло-синий
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Янтарный
<i>Salmonella typhi</i> ATCC 6539	Янтарный
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Янтарный

Результаты - через 18-24 часов




Агар хромогенный для уропатогенных бактерий
Среда для выделения и дифференциации микроорганизмов,
вызывающих **инфекции мочевых путей**



Результаты - через 18-24 часов

Агар хромогенный для кандид


Среда для селективного выделения, дифференциации и быстрой идентификации **кандид**



Агар хромогенный для сальмонелл


Среда для выделения и предварительной идентификации

Salmonella species



Результаты - через 18-24 часа


Агар хромогенный для листерий с добавками (ALOA)





Российские среды, готовые к употреблению (в чашках, флаконах, пробирках)

- Шоколадный агар с факторами роста
- Колумбийский агар с НДК и бараньей кровью
- Колумбийский агар с бараньей кровью
- Среда Сабуро с добавками
- Агар Мюллера-Хинтона, с кровью
- Агар Шедлера, с кровью
- Трипказо-соевый агар
- Среда Эндо
- Среда СШ (Плоскирева)
- Элективная солевая среда
- Хромогенный агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий
- Хромогенный агар для стафилококков
- Хромогенный агар для сальмонелл
- Агар Макконки
- Агар CLED
- Агар цетримидный
- Агар XLD
- Среда Ловенштейн-Йенсена





Определение чувствительности к антимикробным препаратам

Клинические рекомендации

«Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам»

(Москва, 22.05.2015г.)

EUCAST – европейский комитет по изучению антимикробной чувствительности
(компания BIOANALYSE прошла успешно проверку на соответствие)



**Широкий спектр антибиотиков, более 150
наименований различной концентрации**





**Использование индивидуального картриджа
Дозирование просходит при помощи толкателя
(триггера)**





Российско-европейские ламинарные боксы

Санитарно-эпидемиологические правила
СП 1.3.2322-08

Преимущества :

1. Небольшой вес, рабочая камера и стол транспортируются отдельно
2. Недорогая цена, наличие РУ
3. Переднее “стекло” из поликарбоната, не пропускающего УФ-излучения
4. Фиксация передней стенки на любом уровне
5. “Стекло” полностью закрывает камеру в нерабочем состоянии
6. Простая замена фильтров, ламп
7. Простое меню на русском языке
8. Изготовление боксов разных размеров
9. Столешница может быть из разных металлов, секционной





Спасибо за внимание



Всего доброго и хорошего!



Примите правильное решение

