


**Предстерилизационная
обработка изделий
медицинского
назначения в соответствии с
требованиями нормативных
документов**

ЯКИМЕНКО Владимир Борисович



Предстерилизационная обработка - комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективность последующей стерилизации и снижающий риск пирогенных реакций.

Предстерилизационная очистка осуществляется в качестве самостоятельного процесса после дезинфекции изделий или при совмещении с ней. Ее цель - удаление с изделий медицинского назначения любых неорганических и органических загрязнений (включая белковые, жировые, механические и другие), в том числе остатков лекарственных препаратов, сопровождающееся снижением общей микробной контаминации для облегчения последующей стерилизации этих изделий.

Федеральный закон N 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1984 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»

Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.78 «Об улучшении медицинской помощи больным гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией» (применяется в части, не противоречащей действующему законодательству - отменены СП 3.1.2485-09)

Методические рекомендации по повышению надёжности стерилизационных мероприятий в ЛПУ по системе «Чистый инструмент» (1994 г.)

Отраслевой стандарт 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы»

Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации предметов медицинского назначения, утвержденные МЗ РФ 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113


СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Предпочтительнее предстерилизационную обработку и стерилизацию проводить в централизованном стерилизационном отделении (ЦСО)

Дезинфекцию изделий выполняют ручным (в специально предназначенных для этой цели емкостях) или механизированным (моюще-дезинфицирующие машины, ультразвуковые установки) способом.

Моюще-дезинфицирующие машины






Контроль качества (индикаторы)



- Предназначены для контроля эффективности очистки медицинских инструментов в дезинфекционно-моечных машинах
- Полоска из нержавеющей стали с тестовым загрязнением из овечьей крови с добавками
- Используется только с принадлежностями (пластиковый контейнер или полая трубка)
- После завершения цикла тестовое загрязнение должно быть полностью смыто





Ультразвуковая мойка

Не является дезинфектором



Спасибо, что выдержали.

ЯКИМЕНКО Владимир Борисович



+7 916 299 87 79



vby@bmtmos.ru